

桜らくらく試薬管理

桜らくらく試薬管理は、Excel上で試薬のバーコードを読み取り、
入庫・消費の管理台帳を作成できるシステムです。

1 製品マスタシートに商品を登録

A	B	C	D	E	F
製品コード	メーカー名	製品名	規格・容量	購入先	部署
4513121123450	ローラン	ローラン検査薬A	100ml×6	ローラン	商品部
4513121222221	ローラン	ローラン検査薬B	50ml×12	ローラン	商品部
4513121555558	ローラン	ローラン検査薬C	300ml×4	ローラン	商品部
4912345123459	楼蘭化成	試験用試薬Ⅲ	300ml		
4912345678904	楼蘭化成	試験用試薬Ⅳ	600ml		

2 読み取り画面よりバーコード読み取り



入庫する製品のバーコードを読み取ってください

製品コード	4513121123450	←	←
メーカー名	ローラン	←	←
製品名	ローラン検査薬A	←	←
規格・容量	100ml×6	←	←
期限	30.12.31	←	←
ロット	LOT123	←	←

マスタ情報 (製品コード, メーカー名, 製品名)
 バーコード情報 (期限, ロット)

取 消 閉 じ る

入庫と消費はボタンで画面が切り替わります。

3 読み取り履歴をExcelファイルに出力

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
バーコード読み取り	日時	製品コード	メーカー名	製品名	規格・容量	期限	ロット	入庫	消費	購入先	部署
01045131211234501730123110LOT123	2022/6/13 9:54	4513121123450	ローラン	ローラン検査薬A	100ml×6	30.12.31	LOT123	1		ローラン	商品部
01045131211234501730123110LOT123	2022/6/13 9:56	4513121123450	ローラン	ローラン検査薬A	100ml×6	30.12.31	LOT123	1		ローラン	商品部
01049123451234581732043010A8C12345	2022/6/13 9:57	4912345123459	楼蘭化成	試験用試薬Ⅲ	300ml	32.04.30	ABC12345		1		
01045131212222211732081510LOT222	2022/6/13 9:57	4513121222221	ローラン	ローラン検査薬B	50ml×12	32.06.15	LOT222	1		ローラン	商品部
01049123456789041731110010XYZ67890	2022/6/13 9:57	4912345678904	楼蘭化成	試験用試薬Ⅳ	600ml	31.11.00	XYZ67890		1		
01045131212222211732081510LOT222	2022/6/13 10:11	4513121222221	ローラン	ローラン検査薬B	50ml×12	32.06.15	LOT222	1		ローラン	商品部
01045131211234501730123110LOT123	2022/6/13 10:11	4513121123450	ローラン	ローラン検査薬A	100ml×6	30.12.31	LOT123		1	ローラン	商品部
01045131215555581731123110LOT555	2022/6/13 10:12	4513121555558	ローラン	ローラン検査薬C	300ml×4	31.12.31	LOT555		1	ローラン	商品部
01049123456789041731110010XYZ67890	2022/6/13 10:12	4912345678904	楼蘭化成	試験用試薬Ⅳ	600ml	31.11.00	XYZ67890		1		

商品名	型番	動作環境	対応コード	商品構成
桜らくらく試薬管理 1	SAKUSYKB1	OS Windows 10, Windows 11	GS1-128医療用バーコード JAN/EAN	Excel テンプレート バーコードリーダー BW-9000
		Excel Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021, Excel 2024 Microsoft 365	GS1-128医療用バーコード JAN/EAN GS1 DataBar 全7種類	
桜らくらく試薬管理 2	SAKUSYKL2			Excel テンプレート 二次元コードリーダー L-22X

お問い合わせ先

ローラン株式会社 商品部
 〒231-0062
 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル9F
 tel 045-212-0480 fax 045-212-0392
 email sakurabar@rolan.co.jp
 url https://www.rolan.co.jp